

Mode d'emploi Hemobox® 5G

HEMObox
Solutions de transport d'échantillons biologiques



Pour l'ensemble du document, l'enveloppe secondaire (intérieure) sera appelée E2 et l'enveloppe tertiaire (extérieure) E3.

Languette de verrouillage

Clip

E2 (enveloppe secondaire)

E3 (enveloppe tertiaire)



Ouverture :



1 Ouvrir le boîtier externe (E3) en soulevant la languette de verrouillage.



2 Ouvrir le boîtier interne (E2) en pressant sur le dessus du couvercle et en appuyant simultanément sur le haut du clip.



Fermeture :



1 Exercer une simple pression sur le dessus du couvercle et vérifier que le clip se soit enclenché.



2 Verrouiller la languette sur le boîtier externe (E3).

Attention !

Sans le couvercle de E2 le boîtier est hors réglementation ADR.